



Size özel, tek kullanımlık ürünler

2026 • TÜRKÇE ÜRÜN KATALOĞU

Medikal sarf ve özel üretim çözümleri

Esnek üretim, güvenilir kalite ve markanıza
özel seçenekler.

www.renasan.com.tr

**R
E
N
A
S
A
N**

İçindekiler

Ürün gruplarına göre katalog düzeni · Her ürünün sayfa numarası sağ sütunda belirtilmiştir.



Medikal Sarf Malzemeleri

ÜRÜN	SAYFA
Laminasyonlu Masa Örtüleri	04
Laminasyonsuz Masa Örtüleri	05
Alkollü Swab Mendiller	06
Chlorhexidine Swab Mendiller	07
Savlonlu Mendil	08



Dental Sarf Malzemeleri

ÜRÜN	SAYFA
Dental Hasta Önlükleri · 50 Yaprak	10
Dental Hasta Önlükleri · 80 Yaprak	11
Dental Tabla Örtüleri	12



Özel Üretim Mendiller

ÜRÜN	SAYFA
Parfüm Tester ve Kozmetik Dolumlar	14
Temizlik Mendilleri	15
Özel Amaçlı Mendiller	16
Markanıza Özel Mendil Çözümleri	17
Likit ve Katı Dolumlar	18



Kullan-At Masa Örtüleri

ÜRÜN	SAYFA
Standart Baskılı Masa Örtüsü	20
Özel Baskılı ve Rulo Masa Örtüleri	21



Islak Mendiller

ÜRÜN	SAYFA
Islak Mendiller · 6 cm En	23
Islak Mendiller · 7 cm En	24



Fason Kozmetik Üretimi

ÜRÜN	SAYFA
Sabun Çeşitleri	26
Fason Diş Macunları	27
Fason Cilt Bakım Ürünleri	28
Diğer Fason Kozmetik Ürünleri	29

GÜVENİLİR · HİJYENİK · ESNEK ÜRETİM

Medikal Sarf Malzemeleri

Muayene masa örtülerinden alkollü ve antiseptik swab mendillere kadar geniş ürün seçenekleri. Ölçü, perforaj, baskı ve ambalaj özellikleri ihtiyaca göre düzenlenebilir.

MUAYENE MASA ÖRTÜLERİ



MEDİKAL & HİJYEN

Sağlık profesyonelleri ve günlük hijyen için güvenilir çözümler.


[ÜRÜNLERİ İNCELEYİN →](#)


Laminasyonlu Muayene Masa Örtüleri

Baskısız Muayene Masa Örtüsü



En	50 cm standart · İstenen ende üretim
Bobin	25 / 50 / 100 m veya özel
Yaprak boyu	30 / 50 / 75 cm veya özel
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız
Ambalaj	6 veya 25 rulo/koli
Perforaj	İstenilen ölçüde

Baskılı Muayene Masa Örtüsü



En	50 cm standart · İstenen ende üretim
Bobin	25 / 50 / 100 m veya özel
Yaprak boyu	30 / 50 / 75 cm veya özel
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	1-2 renk flekso
Ambalaj	6 veya 25 rulo/koli
Perforaj	İstenilen ölçüde

Laminasyonsuz Kağıt Muayene Masa Örtüleri

30 g Tek Kat Kağıt Örtü



En	50-100 cm arası
Bobin	25 / 40 / 50 / 100 m
Yaprak boyu	30 / 50 / 75 cm veya özel
Kağıt	30 g/m ² tek kat
Baskı	Baskısız beyaz
Ambalaj	Bobin metrajına göre
Perforaj	İstenilen ölçüde
Renk	Beyaz

34 g Çift Kat Kağıt Örtü



En	50-100 cm arası
Bobin	25 / 40 / 50 / 100 m
Yaprak boyu	30 / 50 / 75 cm veya özel
Kağıt	17 + 17 g/m ² çift kat
Baskı	Baskısız beyaz
Ambalaj	Bobin metrajına göre
Perforaj	İstenilen ölçüde
Renk	Beyaz

Alkollü Swab Mendiller - 5x5

5x5 Standart Baskılı



Dış ebat	5 × 5 cm
İç mendil	Spunlace
İç mendil ebat	3 × 6 cm
Sıvı	%70 IPA veya etanol
Baskı	Standart
Baskı şekli	2 Renk Flekso
Ambalaj	100'lü kutu
Kullanım	Tek kullanımlık

5x5 Özel Baskılı



Dış ebat	5 × 5 cm
İç mendil	Spunlace
İç mendil ebat	3 × 6 cm
Sıvı	%70 IPA veya etanol
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Trignomi 4 renk
Ambalaj	100'lü kutu veya dökme
Tasarım	Müşteriye özel

Chlorhexidine Swab Mendiller

5x5 Standart Baskılı



Dış ebat	6 × 6 cm
İç mendil	Spunlace
İç mendil ebat	6 × 6 cm
Sıvı	%70 IPA veya etanol
Baskı	Standart
Baskı şekli	2 Renk Flekso
Ambalaj	100'lü kutu
Kullanım	Tek kullanımlık

5x5 Özel Baskılı



Dış ebat	6 × 6 cm
İç mendil	Spunlace
İç mendil ebat	6 × 6 cm
Sıvı	%70 IPA veya etanol
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Trignomi 4 Renk
Ambalaj	100'lü kutu veya dökme
Tasarım	Müşteriye özel

Savlonlu Mendil

Ürün ve Kullanım Bilgileri



Kullanım	Genital temizlik
Kullanım	İdrar kültürü öncesi temizlik
Form	Tek kullanımlık mendil
Sıvı	Özel Savlon sıvısı
Cilt	Hassas ciltler için
Baskı	Kurumsal logo
Ambalaj	Tekli
Üretim	Özel markalı

Teknik Özellikler

SAVLONLU MENDİL Hijyenik · pratik · tek kullanımlık

Dış ebat	7 × 10 cm
İç mendil	Spunlace
İç mendil ebat	18 × 15 cm
Sıvı	Özel Savlon sıvısı
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	4 Renk Trignomi
Ambalaj	Tekli
Üretim	Özel markalı

EMİCİ ÜST YÜZEY • SIVI BARIYERİ

Dental Sarf Malzemeleri

Dental hasta önlükleri ve tabla örtüleri; selüloz üst katmanı ile sıvıyı emer, polietilen alt katmanı ile sıvı geçişini önler. Farklı ölçü, yaprak ve baskı seçenekleriyle üretilebilir.

DENTAL ÜRÜNLER
DENTAL PRODUCTS



Dental Hasta Önlükleri - 50 Yaprak

33×45 cm · 50'li Rulo



Ölçü	33 × 45 cm
Yaprak	50
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

50×60 cm · 50'li Rulo



Ölçü	50 × 60 cm
Yaprak	50
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

55×60 cm · 50'li Rulo



Ölçü	55 × 60 cm
Yaprak	50
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

Dental Hasta Önlükleri - 80 Yaprak

33×45 cm · 80'li Rulo



Ölçü	33 × 45 cm
Yaprak	80
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

50×60 cm · 80'li Rulo



Ölçü	50 × 60 cm
Yaprak	80
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

55×60 cm · 80'li Rulo



Ölçü	55 × 60 cm
Yaprak	80
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Baskısız veya 2 renk
Ambalaj	Perforeli rulo
Bağlama	Boyundan bağlamalı
Renk	Beyaz

Dental Tabla Örtüleri

Lamineli Dental Tabla Örtüsü · Farklı Ebat Seçenekleri



En / boy	İstenen ölçüde üretim yapılır
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	İstenirse 2 renk
Ambalaj	Rulo veya plaka
Renk	Beyaz
Yaprak	100 / 150 / 200 / 250
Kullanım	Tek kullanımlık

STANDART ÖLÇÜLER Tek ürün · farklı ebat seçenekleri

Ölçü	20×30 · 20×35 cm
Ölçü	25×30 · 25×35 cm
Ölçü	30×40 · 40×50 cm
Ölçü	50×50 cm
Yaprak	100 / 150 / 200 / 250
Özel ölçü	Talebe göre üretim
Baskı	Özel baskı mümkündür
Not	Tek ürün · farklı ebat seçenekleri

FORMÜL • EBAT • BASKI • AMBALAJ

Özel Üretim Mendiller

Gözlük, ayakkabı ve ekran temizleme mendillerinden asetonlu mendillere kadar farklı kullanım alanlarına özel çözümler. İç sıvı, mendil ebadı ve ambalaj tasarımı markanıza göre özelleştirilebilir.

ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Gözlük Temizleme



Ayakkabı Bakımı



Asetonlu Mendil



Ekran Temizliği

Parfüm Tester ve Kozmetik Dolumlar

Parfüm Tester Üretimi



Dış ambalaj	6 x 6 cm
İç mendil	8 x 12 cm
Ambalaj	Özel baskılı
Kullanım	Tek kullanımlık
Uygulama	Parfüm numunesi
Amaç	Promosyon ve lansman
Hedef	Kozmetik markaları
Kullanım alanı	AVM · dergi · e-ticaret · mağaza

Kozmetik Dolumlar · Şase Ürün Grupları



Ürün tipi	Tek kullanımlık şase dolum
Vitamin C	Üretim yapılır
Güneş kremi	Üretim yapılır
Maskeler	Kil · yosun · bakım
Serum	Peeling serum
Kremler	Intensive Care krem
Şampuan	Üretim yapılır
Üretim	Özel markalı fason

Temizlik Mendilleri

Gözlük Temizleme Mendili



Dış ebat	4×8 / 5×5 / 6×6 cm
İç mendil	Özel selüloz
İç ebat	14×14 veya 7,5×14 cm
Sıvı	Optik cam temizleme
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	4 renk trikromi
Ambalaj	Dökme koli
Üretim	Özel markalı

Ayakkabı Temizleme Mendili



En / boy	İstenilen ölçüde
İç mendil	Spunlace
İç ebat	17,5 × 15 cm
Sıvı	Özel temizleme sıvısı
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Ambalaj	1.250 adet/koli
Üretim	Özel markalı

Özel Amaçlı Mendiller

Asetonlu Mendil



Dış ebat	Talebe göre
İç mendil	Spunlace
Sıvı	Asetonlu formül
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Ambalaj	Tekli saşe veya kutulu
Kullanım	Oje çıkarıcı
Üretim	Özel markalı

Telefon ve Ekran Mendili



Dış ebat	Talebe göre
İç mendil	Özel selüloz / spunlace
Sıvı	Ekran temizleme
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Ambalaj	24'lü kutu
Kullanım	Telefon ve ekran
Üretim	Özel markalı

Markanıza Özel Mendil Çözümleri



Optik Temizlik

Gözlük ve optik yüzeyler için özel sıvı ve ambalaj.



Ayakkabı Bakımı

Temizleme ve parlatma amaçlı tekli saşe çözümleri.



Asetonlu Mendil

Oje çıkarıcı formül, farklı mendil ve ambalaj ölçüleri.



Ekran Temizliği

Telefon, tablet ve ekranlar için kutulu veya tekli üretim.

Likit ve Katı Dolumlar

Gres Yağı · Katı Dolum



sache içlerine
gress yağı dolumu

Saşe eni	5 / 6 / 7 cm
Saşe boyu	6 / 8 / 10 / 12,5 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
Gramaj	Talebe göre
İçerik	Siparişi veren firma sağlar
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Üretim	Özel markalı

Sıvı Dolum · Jel Dolumu



fason sıvı
dolumlar

Saşe eni	5 / 6 / 7 cm
Saşe boyu	6 / 8 / 10 / 12,5 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
Gramaj	1-20 g veya özel
İçerik	Siparişi veren firma sağlar
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Üretim	Özel markalı

HİJYENİK • EKONOMİK • PRATİK

Kullan-At Masa Örtüleri

Emici kağıt üst yüzey ve sıvı geçirmez PE alt katmandan üretilen kullan-at masa örtüleri. Tek kesim veya perforajlı bobin; standart ya da özel baskılı seçenekler.



Standart Baskılı Kullan-At Masa Örtüsü

Standart Baskılı Masa Örtüsü



En	100 cm
Boy	İstenilen ölçüde
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Desen	Gemi / yunus / ekose / su
Baskı	2 Renk Flekso
Ambalaj	Tek kesim veya perfore bobin
Renk	Beyaz

Neden Kullan-At?



Hijyen	Her kullanımda yeni yüzey
Koruma	Sıvı ve leke bariyeri
Emicilik	Kağıt üst katman
Pratiklik	Yıkama ve ütü gerektirmez
Maliyet	Tekstil bakım giderini azaltır
Sunum	Temiz ve düzenli görünüm
Üretim	Özel ölçü yapılabilir
Baskı	Kurumsal desen mümkündür

Özel Baskılı ve Rulo Masa Örtüleri

Özel Baskılı Masa Örtüsü



En	100 cm
Boy	İstenilen ölçüde
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Müşteriye özel
Baskı şekli	2 Renk Flekso
Ambalaj	Tek kesim / perfore bobin
Renk	Talebe göre

Rulo Kullan-At Masa Örtüsü



En	100 cm
Boy	İstenilen ölçüde
Kağıt	18 g/m ² 1. kalite havlu
Laminasyon	10 mikron opak YYPE
Baskı	Standart veya özel
Baskı şekli	2 Renk Flekso
Ambalaj	Perfore bobin
Renk	Beyaz

FARKLI EBATLAR · ÖZEL KOKU · MARKALI ÜRETİM

Islak Mendiller

Kuşe, tripleks veya metalize ambalaj; spunlace ya da tela iç mendil ve farklı sıvı formülleriyle ihtiyaca özel ıslak mendil üretimi.



Islak Mendiller · 6 cm En

Islak Mendil 6×8 cm



Dış ebat	6 × 8 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
İç mendil	Spunlace veya tela
İç ebat	18 × 13 cm
Sıvı	Koku / kolonya / özel formül
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Koli içi	2.000 adet

Islak Mendil 6×10 cm



Dış ebat	6 × 10 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
İç mendil	Spunlace veya tela
İç ebat	20 × 15 cm
Sıvı	Koku / kolonya / özel formül
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Koli içi	1.500 adet

Islak Mendiller - 7 cm En

Islak Mendil 7×10 cm



Dış ebat	7 × 10 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
İç mendil	Spunlace veya tela
İç ebat	20 × 15 cm
Sıvı	Koku / kolonya / özel formül
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Koli içi	1.250 adet

Islak Mendil 7×12,5 cm



Dış ebat	7 × 12,5 cm
Ambalaj	Kuşe / tripleks / metalize
İç mendil	Spunlace veya tela
İç ebat	20 × 17,5 cm
Sıvı	Koku / kolonya / özel formül
Baskı	Kurumsal logo
Baskı şekli	Flekso / trikromi
Koli içi	1.000 adet

ÜRÜN GELİŞTİRME · ÜRETİM · MARKALAMA


Fason Kozmetik Üretimi

Sabun, diş macunu, cilt bakımı, saç bakımı ve kişisel bakım ürünlerinde markanıza özel üretim. Ürün içeriğinden ambalaja kadar süreç ihtiyaca göre planlanır.



Sabun Çeşitleri

Cilt ve Günlük Bakım



Çeşitler

Akne Önleyici
Leke ve Çil

Propolis
Kükürt

Çay Ağacı

Tedarik

Talebe göre
dış üretim

Bitkisel İçerikli Sabunlar



Çeşitler

Bıttım
Ardıç Katranı


Argan
Aloe Vera

Pirinç

Tedarik

Talebe göre
dış üretim

Özel ve Hassas Formüller



Çeşitler

Saç Dökülmesini
Engelleyici

Keçi Sütü
Eşek Sütü

Bebek
Kolajen

Tedarik

Talebe göre
dış üretim

Fason Diş Macunları

Aktif Karbonlu Diş Macunu



Öne çıkan	Aktif karbon içerikli
Amaç	Ağız hijyeni ve temizlik
Bakım	Diş lekelerine yönelik
Destek	Tartar oluşumuna karşı bakım
Formül	Markaya göre geliştirilebilir
Ambalaj	Tüp ve kutu
Baskı	Özel tasarım
Üretim	Fason üretim

Misvak ve Meyan Köklü Diş Macunu



Öne çıkan	Misvak ve meyan kökü
Amaç	Ağız hijyeni ve temizlik
Bakım	Diş eti bakımına yönelik
Destek	Ağız kokusuna karşı bakım
Formül	Markaya göre geliştirilebilir
Ambalaj	Tüp ve kutu
Baskı	Özel tasarım
Üretim	Fason üretim

Fason Cilt Bakım Ürünleri

Anti Aging Serum



İçerik	Kolajen peptit / ectoin
Destek	Hyaluronik asit
Amaç	Yaşlanma karşıtı bakım
Bakım	Nem ve sıkılık desteği
Formül	Markaya göre geliştirilebilir
Ambalaj	Şişe / kutu
Baskı	Özel tasarım
Üretim	Fason üretim

Fossil Peeling



Amaç	Arındırıcı peeling
İçerik	Diyatomeler
Bakım	Cilt yüzeyini temizler
Uygunluk	Hassas cilt seçeneği
Formül	Markaya göre geliştirilebilir
Ambalaj	Tüp / kavanoz
Baskı	Özel tasarım
Üretim	Fason üretim

Diğer Fason Kozmetik Ürünleri

Yüz Bakımı



Krem, losyon, serum, tonik, maske ve göz çevresi ürünleri.

Saç Bakımı



Şampuan, saç kremi, maske, serum ve bakım yağları.

Vücut Bakımı



Losyon, krem, peeling, masaj ve bakım ürünleri.

Ayak Bakımı



Topuk kremi, balm, peeling, sprey ve temizleme köpüğü.

Bebek Bakımı



Şampuan, bakım kremi, losyon ve pişik önleyici ürünler.

Ağız Bakımı



Diş macunu, ağız bakım suyu ve sprey seçenekleri.

R
E
N
A
S
A
N



İLETİŞİM

Birlikte üretelim.

Tel +90 312 255 60 03

Fax +90 312 255 60 23

Sipariş destek@renasan.com.tr

Dış Ticaret export@renasan.com.tr

Genel Müdürlük refik@renasan.com.tr

Ergazi Mahallesi 1819. Cadde No: 3D

Teknosite · Yenimahalle · Ankara / Türkiye

www.renasan.com.tr