

RENASAN[®] a.ş.
size özel, tek kullanımlık ürünler sunar...

ÜRÜN KATALOĞU

www.renasan.com.tr

Laminasyonlu muayene masa örtüleri, özel dokusu ile ıslaklık ve su geçirmezdir. İstenilen en, uzunluk ve perferajda, baskılı-baskısız özel siparişleriniz alınır. Üst kısmı 22 gr/m² 1. sınıf beyaz selüloz kâğıttan, alt kısmı 10gr/m² opak beyaz polietilen naylondan imal edilmiş olup, üst kısımda emilen sıvıyı alt kısma geçirmez. Rulo şeklindedir. Peçete yüzeyi gofrajlı ya da desenlidir. Rulo kenar sarımları düzgün ve nizamidir. İstenilen ölçü ve yaprak sayısında üretim yapılabilmektedir. Renasan A.Ş. gelişen teknolojiyi yakından takip ederek ürünlerinizi istediğiniz kalitede sizlere sunuyor!

Alcohol swab mendil (alkollü mendil), enjeksiyondan önce enjeksiyon yerini temizlemek için kullanılır. Alcohol Swab Mendil (alkollü mendil), ayrıca enjeksiyondan kaynaklanan kanı ve diğer düzeyleri temizlemek içinde kullanılır. Alcohol swab mendil, yüzey temizliğinde kullanılır, tek kullanımlıktır.

Dental ünit tabla örtüsü; hastanelerde, muayenehanelerde ve diş hekimliklerinde, hekimlerin kullandığı steril alet ve ekipmanların hijyeninin sağlanması amacıyla tek kullanımlık, çift katlı ve rulolar halinde üretilir. Laminasyonlu ünit tabla örtüsü; %100 selüloz üst katmanı ile sıvıyı emer, polietilen alt katmanı ise sıvı geçirmez; beyaz renklidir. Kullanımı oldukça pratiktir. İstenirse 2 renk baskı yapılır. Her ebatta rulolar halinde veya plaka olarak verilebilir.

MEDİKAL SARF MALZEMELERİ

LAMİNASYONLU MUAYENE MASA ÖRTÜLERİ

Laminasyonlu Muayene Masa Örtüsü-Baskısız		Laminasyonlu Muayene Masa Örtüsü-Baskılı	
En	51 cm-60 cm-70 cm İstenen Her ölçü	En	51 cm-60 cm-70 cm İstenen Her ölçü
Bobin Metre	İstenilen Her Ölçü-25 m-50 m-100 m	Bobin Metre	İstenilen Her Ölçü-25 m-50 m-100 m
Yaprak Boy	İstenilen Her Ölçü-30 cm-50 cm-75 cm	Yaprak Boy	İstenilen Her Ölçü-30 cm-50 cm-75 cm
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Baskısız-Beyaz Düz	Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Yok	Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk-Flekso-2 Renk
Ambalaj Şekli	Bobin Metrajına Göre/Koli	Ambalaj Şekli	6 Rulo veya 12 Rulo/Koli-Perforajlı Bobin
Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perforje Yapılabilir	Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perforje Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz	Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Yok	Baskı Rengi	İstenilen 2 Renk
		Özel Baskı Şartları	Tek Renk ve 2 Renkli Baskı Mümkündür



*İstenilen Ende
Üretim Yapılır.*



LAMİNASYONSUZ KÂĞIT MUAYENE MASA ÖRTÜLERİ

Kâğıt Muayene Masa Örtüsü Laminasyonsuz (30 gr Tek Kat)

En	50 cm - 100 cm Standart Üretim
Bobin Metre	İstenilen Her Ölçü-25 m-40 m-50 m-100 m
Yaprak Boy	İstenilen Her Ölçü-30 cm-50 cm-75 cm
Kâğıt	30 gr/m ² Tek Katlı
Baskı	Baskısız-Beyaz Düz
Baskı Şekli	Yok
Ambalaj Şekli	Bobin Metrajına Göre/Koli
Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perforje Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Yok

Kâğıt Muayene Masa Örtüsü Laminasyonsuz (34 gr Çift Kat)

En	50 cm - 100 cm Standart Üretim
Bobin Metre	İstenilen Her Ölçü-25 m-40 m-50 m-100 m
Yaprak Boy	İstenilen Her Ölçü-30 cm-50 cm-75 cm
Kâğıt	İstenilen Her Ölçü-34 gr/m ² Çift Katlı
Baskı	1. Kalite Havlu Kâğıt 17gr/m ² +17gr/m ² =34 gr/m ² Çift Kâğıt Baskısız-Beyaz Düz
Baskı Şekli	Yok
Ambalaj Şekli	Bobin Metrajına Göre/Koli
Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perforje
Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Yok

KAĞIT MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ
LAMİNASYONSUZ

*İstenilen Ende
Üretim Yapılır.*

KAĞIT MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ
LAMİNASYONSUZ

ALKOLLÜ SWAB MENDİLLER

Alkollü Swab Mendil 5×5 Standart Baskılı		Alkollü Swab Mendil 5×5 Özel Baskılı	
En	5 cm-50 mm Standart Üretim	En	5 cm-50 mm Standart Üretim
Boy	İstenilen Her Ölçü-5 cm- 50 mm	Boy	İstenilen Her Ölçü-5 cm- 50 mm
Kâğıt	Kuşe	Kâğıt	Kuşe
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)	İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)
İç Kâğıt Ebat	3 cm x 6 cm (Havlu)	İç Kâğıt Ebat	3 cm x 6 cm (Havlu)
İç Sıvı	%70 IPA- Etanol	İç Sıvı	%70 IPA- Etanol
İç Sıvı Çeşitleri	%70 IPA-Etanol	İç Sıvı Çeşitleri	%70 IPA-Etanol
Baskı	Standart Baskı	Baskı	Standart Baskı
Baskı Şekli	Tek Renk Flekso	Baskı Şekli	Tek Renk Flekso
Ambalaj	100'lü Kutu - (Kroma Karton)	Ambalaj	100'lü Kutu - (Kroma Karton)



*Üstün hijyen
yeni boyut ve tasarımıyla!*



ALKOLLÜ SWAB MENDİLLER

Alkollü Swab Mendil 6×6 Standart Baskılı		Alkollü Swab Mendil 6×6 Özel Baskılı	
En	6 cm-60 mm	En	6 cm-60 mm
Boy	6 cm-60 mm	Boy	6 cm-60 mm
Kâğıt	Kuşe	Kâğıt	Kuşe
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)	İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)
İç Kâğıt Ebat	7,5 cm x 5,5 cm (Havlu)	İç Kâğıt Ebat	7,5 cm x 5,5 cm (Havlu)
İç Sıvı	%70 Alkol (IPA veya Ethanol)	İç Sıvı	%70 Alkol (IPA veya Ethanol)
Baskı	Standart Baskılı	Baskı	Kurumsal Logo
Baskı Şekli	Tek Renk Flekso	Baskı Şekli	Trigromi
Ambalaj	100'lü Kutu	Ambalaj	100'lü Kutu veya Dökme Kol



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



ALKOLLÜ DEZENFEKTAN MENDİLLER ANTİSEPTİK MENDİLLER

Alkollü Dezenfektan Swab Mendil 7 x 10 cm 24'lü Kutu

En	7 cm-70 mm
Boy	10 cm-100 mm
Kâğıt	Tripleks-Kuşe-Metalize
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)
İç Kâğıt Ebat	19 cm x 15 cm (Havlu)
İç Sıvı	%70 Etanol-%70 IPA-İsteğe Bağlı
İç Sıvı Çeşitleri	%70 Etanol-%70 IPA-İsteğe Bağlı
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi
Ambalaj	24'lü Kutu-1 Koli 70 Kutu

Alkollü Mendil 6 x 8 cm 24'lü Kutu

Şase Ebadı	6 x 8 cm
Mendil Ebadı	19 x 12 cm
Alkol Oranı	%70 Alkol (IPA veya Ethanol)
Bir kutuda 24 Mendil (İsteğe Göre Değiştirilebilir.)	



Logonuz ile Ambalaj
Virüse Karşı Etkili Koruma



TIBBİ SWAB MENDİLLER

Chlorhexidine Swab Mendil Swab 5x5cm		Salvonlu Mendil 7 x 10 cm Özel Baskılı		Povidon İyot Swab Mendil 6 x 6 cm	
En	5 cm-50 mm	En	7 cm-70 mm	En	6 cm-60 mm
Boy	5 cm-50 mm	Boy	10 cm-100 mm	Boy	6 cm-60 mm
Kâğıt	Kuşe	Kâğıt	Kuşe	Kâğıt	Kuşe
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)	İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)	İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)
İç Kâğıt Ebat	3 x 6 cm (Havlu)	İç Kâğıt Ebat	İstenen Ölçü Yapılır (Spunlace)	İç Kâğıt Ebat	7,5 cm x 5,5 cm (Havlu)
İç Sıvı	%70 İPA + %2 Chlorhexidine	İç Sıvı Genel	Salvon Sıvısı	İç Sıvı Genel	Povidon İyot
Baskı	Standart Baskı (İstenirse Özel Baskı İmkani Vardır.)	İç Sıvı Çeşitleri	Salvon Sıvısı	İç Sıvı Çeşitleri	Povidon İyot
Ambalaj	100'lü Kutu/50'li Kutu	Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre	Baskı	Standart Baskılı (İstenirse Özel Baskı İmkani Vardır.)
		Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso	Baskı Şekli	Tek Renk Flekso
		Ambalaj	1.250 Adet/1 Koli Dökme	Ambalaj	Koli



Dental ünit tabla örtüsü; hastanelerde, muayenehanelerde ve diş hekimliklerinde, hekimlerin kullandığı steril alet ve ekipmanların hijyeninin sağlanması amacıyla tek kullanımlık, çift katlı, rulolar halinde üretilir.

Laminasyonlu ünit tabla örtüsü; %100 selüloz üst katmanı ile sıvıyı emer, polietilen alt katmanı ise sıvı geçirmez. Kullanımı oldukça pratiktir. İstenirse 2 renk baskı yapılır. Her ebatla rulolar halinde veya plaka olarak verilebilir.

Dental tabla örtüsü rengi beyazdır. Dişçi hasta önlüklerimiz piyasada kullanılan mevcut önlüklere kıyasla ebadının büyük olması, omuzları ve karın kısmını kapaması ve ayrıca fiyatı ile en uygunu! En yeni teknoloji ve yüksek kapasiteli üretim hattıyla, 50'li ve 80'li rulo; 50 x 60 cm ve 54 x 60 cm ölçü seçenekleriyle ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılıyoruz.

DENTAL SARF MALZEMELERİ

DENTAL HASTA ÖNLÜKLERİ

Dental Hasta Önlüğü 50'li Rulo (33 x 45 cm)		Dental Hasta Önlüğü 50'li Rulo (50 x 60 cm)		Dental Hasta Önlüğü 50'li Rulo (55 x 60 cm)	
En	33 cm	En	50 cm	En	50 cm
Boy	45 cm	Boy	60 cm	Boy	60 cm
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı	Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı	Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı
Ambalaj Şekli	Perforeli 50'li Yaprak (Rulo)	Ambalaj Şekli	Perforeli 50'li Yaprak (Rulo)	Ambalaj Şekli	Perforeli 50'li Yaprak (Rulo)
Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır	Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır	Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır
Önlük Rengi	Beyaz	Önlük Rengi	Beyaz	Önlük Rengi	Beyaz



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



DENTAL HASTA ÖNLÜKLERİ

Dental Hasta Önlüğü 80'li Rulo (33 x 45 cm)		Dental Hasta Önlüğü 80'li Rulo (50 x 60 cm)		Dental Hasta Önlüğü 80'li Rulo (55 x 60 cm)	
En	33 cm	En	50 cm	En	55 cm
Boy	45 cm	Boy	60 cm	Boy	60 cm
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı	Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı	Baskı	Standart Ürün: Baskısız Beyaz Özel Üretim: 2 Renk Baskı
Ambalaj Şekli	Perforeli 80'li Yaprak (Rulo)	Ambalaj Şekli	Perforeli 80'li Yaprak (Rulo)	Ambalaj Şekli	Perforeli 80'li Yaprak (Rulo)
Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır	Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır	Açıklama	Boyundan Bağlamalıdır
Önlük Rengi	Beyaz	Önlük Rengi	Beyaz	Önlük Rengi	Beyaz

İstenilen Şekilde



Üretim Yapılır.

DENTAL TABLA ÖNLÜKLERİ

Dental Tabla Örtüleri Lamineli (Dental Tabla Örtüleri)		Üretilebilecek Ölçüler	
En	İstenilen Her Ölçüde Üretilebilmektedir	Rulo Ünit Tabla 25 x 30 cm (100'lük)	Hasta Önlüğü 33x45 cm (50'lik)
Boy	İstenilen Her Ölçüde Üretilebilmektedir	Rulo Ünit Tabla 25 x 30 cm (200'lük)	Hasta Önlüğü 33x45 cm (80'lik)
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Rulo Ünit Tabla 25 x 30 cm (250'lik)	Hasta Önlüğü 33x45 cm (100'lük)
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Rulo Ünit Tabla 25 x 35 cm (100'lük)	Hasta Önlüğü 50x60 cm (50'lik)
Baskı	İstenirse 2 Renk Baskı Yapılabilir	Rulo Ünit Tabla 25 x 30 cm (200'lük)	Hasta Önlüğü 50x60 cm (80'lik)
Ambalaj Şekli	Her Ebat Rulolar Halinde veya Plaka Olarak Verilir	Rulo Ünit Tabla 25 x 30 cm (250'lik)	Hasta Önlüğü 50x60 cm (100'lük)
Örtü Rengi	Beyaz	Ünit Tabla Örtüsü 19 x 28 cm (100'lük)	Hasta Önlüğü 55x60 cm (50'lik)
		Ünit Tabla Örtüsü 24 x 30 cm (100'lük)	Hasta Önlüğü 55x60 cm (80'lik) Hasta Önlüğü 55x60 cm (100'lük)



İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.



Tek kullanımlık özel baskılı masa örtülerimiz 103,5-105 cm enlerinde, 22 gr ve 30 gr ağırlığında üretilmektedir. Özel baskılı tek kullanımlık masa örtülerimizin üst tarafları havlu kâğıttan, alt tarafları 10 micron YYPE'den lamine edilir. Bu sayede sıvıyı emer, altına geçirmez. Hijyenik, ekonomik ve doğa dostudur; ister tek tek kesilmiş olarak istenirse perforajlı bobin olarak imal edilir.

Ağırlığının üç katına kadar sıvı emebilir; ekonomik, sorunsuz, temiz, sağlıklı, estetik ve yumuşak dokuludur. Kumaş ürünlerle mukayese edildiğinde kendisini ekonomik yönden çok kısa sürede amorti edebilir. Üstü desenli kâğıt, altı sızdırmaz laminasyon kaplı olduğundan yağ, su ve leke verici maddelerin örtü altına geçmesine izin vermez.

KULLAN AT MASA ÖRTÜLERİ VE SARF MALZEMELERİ

KULLAN-AT KÂĞIT MASA ÖRTÜLERİ VE SARF MALZEMELERİ

NEDEN KULLAN-AT KÂĞIT MASA ÖRTÜSÜ ÜRETİYORUZ

Uzun süre dayanıklı olduğu düşünölen kumaş tabanlı ürünlerin, hizmete sunulduktan çok kısa bir süre sonra inanılmayacak derecede mikro organizma barındırdığı ve insan sağlığını tehdit ettiği bilimsel bir gerçektir.

Bunların temizliği, ütölenmesi ve yenilenmesi aşamalarında harcanan paranın ve zamanın kişisel ya da kurumsal ekonomiye verdiği zarar tartışılmayacak derecede büyüktür. Ağırlığının üç katına kadar sıvı emebilen ve tamamen hijyenik özellikteki tek kullanımlık masa örtölerimiz; ekonomik, sorunsuz, temiz, sağlıklı, estetik ve yumuşak dokulu olup kumaş ürünlerle mukayese edildiğinde kendisini ekonomik yönden çok kısa sürede amorti edebilen farklı ve mükemmel bir üründür.

Üstü desenli kâğıt, altı sızdırmaz laminasyon kaplı olduğundan yağ, su ve leke verici maddelerin örtü altına geçmesi imkânsızdır. Ayrıca tek kullanımlık masa örtüsü sayesinde masanız asla kirlenmez. Oldukça kullanışlıdır. Modern yaşamın vazgeçilmez tüketim malzemelerinden biri olmaya aday bir üründür.

Standart Baskılı Kullan-At Kâğıt Masa Örtöleri

En	100 cm Stândârt- İstenen Her ölçü
Boy	İstenilen Her Ölçüde İmalat Yapılabilir
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Gemi Deseni, Yunus Deseni, Ekose Desen, Su Deseni
Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk
Ambalaj Şekli	200-300 Adet/Koli (Ölçüye Bağlı) 200-300 Adet/Perforje Bobin (Ölçüye Bağlı)
Açıklama	En Sabit Olmak Üzere İstenilen Her Boy İmalatı Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Lacivert



KULLAN-AT KÂĞIT MASA ÖRTÜLERİ VE SARF MALZEMELERİ

Özel Baskılı Kullan-At Kâğıt Masa Örtüleri		Rulo Kullan-At Kâğıt Masa Örtüleri	
En	100 cm Standart - İstenen her ölçü	En	100 cm Standart - İstenen her ölçü
Boy	İstenilen Her Ölçüde İmalat Yapılabilir	Boy	İstenilen Her Ölçüde İmalat Yapılabilir
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Gemi Deseni, Yunus Deseni, Ekose Desen, Su Deseni	Baskı	Gemi Deseni, Yunus Deseni, Ekose Desen, Su Deseni
Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk	Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk
Ambalaj Şekli	200-300 Adet/Koli (Ölçüye Bağlı) 200-300 Adet/Perforje Bobin (Ölçüye Bağlı)	Ambalaj Şekli	200-300 Adet/Koli (Ölçüye Bağlı) 200-300 Adet/Perforje Bobin (Ölçüye Bağlı)
Açıklama	En Sabit Olmak Üzere İstenilen Her Boy İmalatı Yapılabilir	Açıklama	En Sabit Olmak Üzere İstenilen Her Boy İmalatı Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz	Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Lacivert	Baskı Rengi	Lacivert



ISLAK MENDİLLER

Bütün ıslak veya kolonyalı mendiller ile havluların ambalajları üzerinde üretim yeri, üretim adresi, ürün içeriği, parti numarası veya imalat kodu, dayanma süresi ve son kullanma tarihi olması zorunludur. Ambalajda belirtilmesi zorunlu olan bu unsurlar, tüketicinin sağlığı ve hijyeni için önemlidir. Renasan, tüketici sağlığına ve hijyenine en üst düzeyde önem vermektedir. Islak mendil siparişlerinizde kuşe kâğıt, tripleks kâğıt ve metalize kâğıt seçeneklerinden istediğinizi, arzu ettiğiniz ölçülerde seçebilirsiniz.

ISLAK MENDİLLER

Islak Mendil 6 cm x 8 cm		Islak Mendil 6 cm x 10 cm	
En	6 cm-60 mm	En	6 cm-60 mm
Boy	8 cm-80 mm	Boy	10 cm-100 mm
Kâğıt	Kuşe Kâğıt, Triplex, Metalize	Kâğıt	Kuşe Kâğıt, Triplex, Metalize
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)-Tela (Müşteri Tercihine Göre)	İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)-Tela (Müşteri Tercihine Göre)
İç Kâğıt Ebat	18 cm x 13 cm (Havlu veya Tela)	İç Kâğıt Ebat	20 cm x 15 cm (Havlu veya Tela)
İç Sıvı Genel	Koku-Kolonya (Kokular Dionize Su İle İmal Edilir.)	İç Sıvı Genel	Koku-Kolonya (Kokular Dionize Su İle İmal Edilir.)
İç Sıvı Çeşitleri	Dove-Davidoff-Kolonya (70°C)	İç Sıvı Çeşitleri	Dove-Davidoff-Kolonya (70°C)
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre	Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı	Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı
Ambalaj	2.000 Adet/1 Koli	Ambalaj	1.500 Adet/1 Koli12-24-25-50 m vb.



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



ISLAK MENDİLLER

Islak Mendil 7 cm x 10 cm

En	7 cm-70 mm
Boy	10 cm-100 mm
Kâğıt	Kuşe Kâğıt, Triplex, Metalize
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)-Tela (Müşteri Tercihine Göre)
İç Kâğıt Ebat	20 cm x 15 cm (Havlu veya Tela)
İç Sıvı Genel	Koku-Kolonya (Kokular Dionize Su İle İmal Edilir.)
İç Sıvı Çeşitleri	Dove-Davidoff-Kolonya (70°C)
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı
Ambalaj	1.250 Adet/1 Koli

Islak Mendil 7 cm x 12,5 cm

En	7 cm-70 mm
Boy	12,5 cm-125 mm
Kâğıt	Kuşe Kâğıt, Triplex, Metalize
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)-Tela (Müşteri Tercihine Göre)
İç Kâğıt Ebat	20 cm x 17,5 cm (Havlu veya Tela)
İç Sıvı Genel	Koku-Kolonya (Kokular Dionize Su İle İmal Edilir.)
İç Sıvı Çeşitleri	Dove-Davidoff-Kolonya (70°C)
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı
Ambalaj	1.000 Adet/1 Koli



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



TEK KULLANIMLIK SECCADE ÖRTÜSÜ

Tek Kullanımlık Seccade Örtüsü 50 x 120 cm-100 m (80 Yaprak)		Tek Kullanımlık Seccade Örtüsü 60 x 120 cm-100 m (80 Yaprak)		Tek Kullanımlık Seccade Örtüsü 100 x 120 cm-100 m (80 Yaprak)	
En	51 cm-Sabit	En	60 cm-Sabit	En	100 cm-Sabit
Bobin Metre	100 m	Bobin Metre	100 m	Bobin Metre	100 m
Yaprak Boy	120 cm	Yaprak Boy	120 cm	Yaprak Boy	120 cm
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron YYPE	Laminasyon	10 Micron YYPE	Laminasyon	10 Micron YYPE
Baskı	Standart Baskı ve Özel Baskılı	Baskı	Standart Baskı ve Özel Baskılı	Baskı	Standart Baskı ve Özel Baskılı
Baskı Şekli	Flekso 2 Renk	Baskı Şekli	Flekso 2 Renk	Baskı Şekli	Flekso 2 Renk
Ambalaj Şekli	6 Rulo/1 Koli-Perforajlı Bobin	Ambalaj Şekli	6 Rulo/1 Koli-Perforajlı Bobin	Ambalaj Şekli	6 Rulo/1 Koli-Perforajlı Bobin
Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perfore Yapılabilir	Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perfore Yapılabilir	Açıklama	İstenilen Her Ölçüye Perfore Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz	Örtü Rengi	Beyaz	Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	İstenen 2 Renk	Baskı Rengi	İstenen 2 Renk	Baskı Rengi	İstenen 2 Renk
Yaprak Sayısı	80 Yaprak	Yaprak Sayısı	80 Yaprak	Yaprak Sayısı	80 Yaprak



Kolay Taşınabilir, Tek Kullanımlık, Pratik

Renasan Asetonlu Mendil-Oje Çıkarıcı, ojenin kolay ve pratik bir şekilde temizlenmesine yardımcı olurken tırnaklarınıza zarar vermez. İç kâğıt maddesi olarak spunlace (havlu) kullanılır ve boyut olarak istenilen ölçüde üretilebilir. Kurumsal logonuza ve firmanıza göre tasarım özelleştirilebilir.

Renasan Ayakkabı Temizleme Mendilleri'nde kullanılan özel bileşen sayesinde ayakkabılar kolaylıkla temizlenip parlatılabilir. Islak mendil konsepti sayesinde kullanım pratikliği sağlarken çantanızda rahatlıkla taşıma imkânı da sunar. Renasan ayakkabı temizleme mendilleri ile ayakkabılarınızın boyası korunurken eski parlaklığına ve rengine geri döner.

İstendiği takdirde fason olarak firmamızın markası ile sıvı dolular (antibakteriyel jel dolumu), şampuan, saç kremi, sıvı sabun vs. dolumu ve gres yağı dolumu katı dolular yapılmaktadır. Firmamızın üretim izinleri mevcuttur.

ÖZEL ÜRETİM MENDİLLER

ÖZEL ÜRETİM MENDİLLER

Gözlük Temizleme Mendili

Dış Ebatlar	4 x 8 cm-5 x 5 cm-6 x 6 cm
İç Ebatlar	14 x 14 cm-7,5 x 14 cm
Kâğıt	Kuşe
İç Kâğıt	Özel Üretim Selüloz Kâğıt
İç Sıvı Genel	Özel Optik Cam Temizleme Sıvısı
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	4 Renk Trigromi Baskı
Ambalaj	Dökme Koli

Ayakkabı Temizleme Mendili

En	İstenen Özel Ölçüde Yapılır
Boy	İstenen Ölçüde Yapılır
Kâğıt	Kuşe
İç Kâğıt	Spunlace (Havlu)
İç Kâğıt Ebat	17,5 x 15 cm (Havlu)
İç Sıvı Genel	Özel Temizleme Sıvısı
İç Sıvı Çeşitleri	Özel Temizleme Sıvısı
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı
Ambalaj	1.250 Adet/1 Koli



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



ÖZEL ÜRETİM MENDİLLER

Asetonlu Mendil Oje Çıkarıcı Mendil		Telefon ve Ekran Temizleme Mendili 24'lü Kutu	
En	103,5 cm-105 cm (Sabit)	En	103,5 cm-105 cm (Sabit)
Boy	İstenilen Her Ölçüde İmalat Yapılabilir	Boy	İstenilen Her Ölçüde İmalat Yapılabilir
Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt	Kâğıt	22 gr/m ² 1. Kalite Havlu Kâğıt
Laminasyon	10 Micron Opak YYPE	Laminasyon	10 Micron Opak YYPE
Baskı	Gemi Deseni, Yunus Deseni, Ekose Desen, Su Deseni	Baskı	Gemi Deseni, Yunus Deseni, Ekose Desen, Su Deseni
Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk	Baskı Şekli	Flekso-Tek Renk
Ambalaj Şekli	200-300 Adet/Koli (Ölçüye Bağlı) 200-300 Adet/Perforje Bobin (Ölçüye Bağlı)	Ambalaj Şekli	200-300 Adet/Koli (Ölçüye Bağlı) 200-300 Adet/Perforje Bobin (Ölçüye Bağlı)
Açıklama	En Sabit Olmak Üzere İstenilen Her Boy İmalatı Yapılabilir	Açıklama	En Sabit Olmak Üzere İstenilen Her Boy İmalatı Yapılabilir
Örtü Rengi	Beyaz	Örtü Rengi	Beyaz
Baskı Rengi	Lacivert	Baskı Rengi	Lacivert



İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.



ÖZEL ÜRETİM MENDİLLER

Renasan özel üretim mendiller ile kurumunuza, firmanıza bağlı olarak isteğinize göre özelleştirilebilmektedir. Mendil içi sıvılar, mendil ebatları, baskı özellikleri arzu edilen şekilde üretilebilmektedir. Özel üretim mendil seçeneklerimiz, ayakkabı temizleme mendili, gözlük temizleme mendili, salvonlu-intim genital temizleme mendili, bebek bakım hijyenik kuru swab mendili, asetonlu mendil-oje çıkarıcı mendil şeklinde belirlenebilmektedir. Tüm özellikleri kullanım alanına göre müşteriye en iyi hizmeti sunmak amacıyla üretilip belirlenmektedir.

Özel Üretimler

En ve Boy	Arzu Edilen Ebatlarda, İstenilen Ölçüde Yapılır
İç Sıvı	Kullanıma Bağlı İçerik Sıvısı
Baskı	Firma İsteğine ve Logosuna Uygun
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trigromi Resim Baskı
Ambalaj	Firma Tercihine Göre

*Kendi Markanızla
Özel Üretim Yapılır.*



LİKİT VE KATI DOLUMLAR

Gres Yağı Dolumu-Katı Dolumlar

En	5-6-7 cm
Boy	6-8-10-12,5 cm
Kâğıt	Kuşe-Tripleks-Metalize (Tercihe Göre)
İç Sıvı Gramaj	1-20 gr
İç Sıvı	Siparişi Veren Firma Tarafından Verilir
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trignomi Resim Baskı

Sıvı Dolumlar (Antibakteriyel Jel Dolumu)

En	5-6-7 cm
Boy	6-8-10-12,5 cm
Kâğıt	Kuşe-Tripleks-Metalize (Tercihe Göre)
İç Sıvı Gramaj	1-20 gr
İç Sıvı	Siparişi Veren Firma Tarafından Verilir
Baskı	Kurumsal Logo-Firma İsteğine Göre
Baskı Şekli	Max. 3 Renk Flekso-Trignomi Resim Baskı



*İstenilen Şekilde
Üretim Yapılır.*



RENASAN[®] a.ş.
size özel, tek kullanımlık ürünler sunar...

Tel: +90 312 255 60 03 (pbx)

Fax: +90 312 255 60 23

Sipariş: destek@renasan.com.tr

Dış Ticaret: export@renasan.com.tr

Genel Müdürlük: refik@renasan.com.tr

Ergazi Mahallesi 1819. Cadde No: 3D
(TEKNOSİTE) Yenimahalle
ANKARA/TÜRKİYE